


1



Entriegeln Sie den Klappmechanismus mit dem roten Fußpedal.

2



Klappen Sie das Elektromobil aus, durch die Lenkung nach vorne zu kippen.

3



Entriegeln Sie das Elektromobil durch den Sitz nach oben zu ziehen und die Lenksäule nach vorne zu drücken. Sie werden ein Klicken hören.




Klappen Sie die Rückenlehne nach oben und das BRIO faltbare Elektromobil ist fertig um Sie rundzufahren!



BRIO
faltbares Elektromobil

1



Schalten Sie das Elektromobil aus, klappen Sie die Rückenlehne nach unten und entriegeln Sie das Elektromobil mit dem roten Fußpedal.

2



Klappen Sie das Elektromobil ein, durch die Lenkung nach hinten zu kippen.

3



Klick



Kippen Sie das Elektromobil so, daß Sie den BRIO einfach als einen mobilen Koffer bewegen können.

